



Aiguilles détectables



Aiguilles D3™ X

Numéros de produits : Voir tableau
au verso

Caractéristiques et avantages principaux

Double détection

Les aiguilles D3™ X sont des aiguilles à double détection de Neogen en instance de brevet; elles sont fabriquées avec notre alliage métallique détectable de manière fiable et notre toute nouvelle bague d'extraction haute visibilité. Fabriquées avec le même alliage exclusif, les aiguilles D3X sont jusqu'à six fois plus détectables que les aiguilles en acier inoxydable ordinaire et des fragments d'aiguilles peuvent être détectés à vitesse linéaire par radiographie ou à l'aide d'une technologie magnétique. La bague d'extraction est conçue pour empêcher une aiguille cassée de s'enfoncer dans la peau de l'animal. Grâce à une bague d'extraction fixée à l'aiguille et facile à saisir, une aiguille cassée peut être retirée facilement de l'animal. La bague d'extraction est hautement visible et reconnaissable, elle peut donc être vue dans toutes les conditions d'éclairage. La bague est marquée d'un « X » en relief afin de bien identifier le produit en tant qu'aiguille D3X.

Durabilité

Les canules des aiguilles D3X sont à paroi épaisse, elles sont serties et enfoncées dans des embases robustes en aluminium. Ces parois plus robustes augmentent la résistance à la charge et réduisent de plus de six fois la courbure et la rupture par rapport aux aiguilles classiques. L'extrémité des aiguilles reste pointue plus longtemps et fait des aiguilles D3X l'option supérieure lorsqu'il s'agit de choisir des aiguilles de production.

Fiabilité

Neogen est le fabricant digne de confiance pour les exploitants agricoles depuis les 20 dernières années. L'extrémité des aiguilles D3X est ultra pointue et à triple biseau, ce qui en facilite l'insertion dans la peau de l'animal. Le tranchant de l'aiguille augmente le nombre d'injections possibles par aiguille et réduit le risque d'abcès au site d'injection, tout en diminuant le stress pour l'animal pendant la procédure.

Conditionnement

Les aiguilles D3X sont emballées dans des cartouches de la marque de commerce rouge, à code de couleur aux fins de sécurité et de commodité pour le transport. Les cartouches sont inviolables et à code couleur ISO pour identifier facilement le calibre et la longueur de l'aiguille. L'épaisseur de la paroi des canules et de l'embase des aiguilles D3X permet de les détecter facilement. Les aiguilles D3X sont conditionnées par boîte de 100.





Emballage

Numéro de produit	Description du produit
9461	Aiguilles détectables D3X 14G x 1,59 cm (5/8 po) HP 100/b
9456	Aiguilles détectables D3X 14G x 2,54 cm (1 po) HP 100/b
9448	Aiguilles détectables D3X 14G x 3,81 cm (1,5 po) HP 100/b
9459	Aiguilles détectables D3X 16G x 1,27 cm (1/2 po) HP 100/b
9446	Aiguilles détectables D3X 16G x 1,91 cm (3/4 po) HP 100/b
9445	Aiguilles détectables D3X 16G x 1,59 cm (5/8 po) HP 100/b
9449	Aiguilles détectables D3X 16G x 2,54 cm (1 po) HP 100/b
9447	Aiguilles détectables D3X 16G x 3,81 cm (1,5 po) HP 100/b
9452	Aiguilles détectables D3X 18G x 1,27 cm (1/2 po) HP 100/b
9450	Aiguilles détectables D3X 18G x 1,91 cm (3/4 po) HP 100/b
9451	Aiguilles détectables D3X 18G x 1,59 cm (5/8 po) HP 100/b
9453	Aiguilles détectables D3X 18G x 2,54 cm (1 po) HP 100/b
9454	Aiguilles détectables D3X 18G x 3,81 cm (1,5 po) HP 100/b
9444	Aiguilles détectables D3X 20G x 1,27 cm (1/2 po) HP 100/b
9457	Aiguilles détectables D3X 20G x 2,54 cm (1 po) HP 100/b
9458	Aiguilles détectables D3X 20G x 3,81 cm (1,5 po) HP 100/b

Pour en savoir plus, appelez le 800 621-8829 (États-Unis/Canada) ou le 859 254-1221; ou visitez le site neogen.com.

