



Presentamos los kits de alérgenos ELISA Veratox[®] VIP

¿Tu prueba de alérgenos puede resistir altas temperaturas?

Presentamos Veratox VIP, uno de los kits de prueba de alérgenos ELISA más resistentes del mercado. Veratox VIP ofrece la misma facilidad de uso que las pruebas estándar de alérgenos de Veratox, pero con una sensibilidad mejorada en gran medida, lo que permite a los usuarios detectar niveles ínfimos de alérgenos objetivo en una amplia variedad de tipos de muestras, incluidas las sometidas a calor y las muestras de mayor complejidad, todo ello con resultados a los 30 minutos. Y lo mejor de todo es que Neogen proporciona estudios de viabilidad de matrices para que no tengas que preocuparte del trabajo preliminar.

Veratox VIP. Descubra la diferencia.

Sensibilidad

En lo que respecta a su capacidad de detección, nuestras pruebas altamente sensibles se pueden cuantificar en 0,15 ppm de proteína objetivo y han demostrado que no existe reacción cruzada en una amplia variedad de matrices alimentarias.

Tiempo de obtención de resultados

Los resultados están listos en 30 minutos, a diferencia de otros kits, que pueden tardar hasta 60 minutos o más. ¿Qué podrías hacer con esa media hora de más?

Detección de muestras sometidas a calor

Veratox VIP es apto para un amplio espectro de alimentos, en especial para muestras que han sido muy procesadas, sometidas a calor u otras matrices complejas.

Nunca dejamos de innovar en lo que respecta a pruebas de alérgenos. Nuestros kits de ensayo ELISA de la Plataforma de Mejora de Veratox (VIP) son los mejores entre una extensa y probada línea de ensayos eficaces de alérgenos ELISA. Ve la innovación en acción con Veratox VIP.

	Cacahuete	Veratox VIP	Veratox	Neogen ELISA Proteína
	Rango	0,25-5 ppm	0,65-5 ppm	2-54 ppm
	TTR	30 minutos	30 minutos	50 minutos
	Detección consistente de alimentos procesados	Sí	No	No
	Nuez	Veratox VIP	Veratox	Neogen ELISA Proteína
	Rango	0,15-3,75 ppm	2-54 ppm	0,4-20 ppm
	TTR	30 minutos	50 minutos	75 minutos
	Detección consistente de alimentos procesados	Sí	No	No
	Anacardo	Veratox VIP	Neogen ELISA Proteína	
	Rango	0,2-5 ppm	0,9-24 ppm	
	TTR	30 minutos	50 minutos	
	Detección consistente de alimentos procesados	Sí	No	

Descubra nuestra línea de productos Veratox VIP.

Descripción	Núm. Cat.	Núm. de artículo	Contenido
Veratox VIP para cacahuete	700002570	8430M	kit de 48 pocillos
Veratox VIP para nuez	700002601	8550	kit de 48 pocillos
Veratox VIP para anacardo	700002605	8570	kit de 48 pocillos

