



Présentation des kits d'allergènes **Veratox[®] VIP ELISA.**

Votre test d'allergènes peut-il supporter la chaleur ?

Présentation de Veratox VIP, l'un des kits de test ELISA d'allergènes les plus robustes sur le marché. Veratox VIP offre la même simplicité d'utilisation que les tests d'allergènes Veratox standards, mais avec une sensibilité significativement améliorée, permettant aux utilisateurs de détecter des niveaux extrêmement bas d'allergènes cibles dans une grande variété de types d'échantillons, y compris les échantillons traités thermiquement et complexes, le tout en seulement 30 minutes. Mieux encore, Neogen propose des études de faisabilité de matrice, vous épargnant ainsi la réalisation des travaux préliminaires.

Veratox VIP. Découvrez la différence.

Sensibilité

Nos tests hautement sensibles sont quantifiables jusqu'à 0,15 ppm de protéines cibles et n'ont montré aucune réactivité croisée sur une large variété de matrices alimentaires.

Temps jusqu'au résultat

Les résultats sont prêts en 30 minutes par rapport à d'autres kits, qui peuvent prendre jusqu'à 60 minutes ou plus. Que pourriez-vous faire avec une demi-heure supplémentaire ?

Détection d'échantillons traités thermiquement

Veratox VIP convient à une large gamme d'aliments, en particulier pour les échantillons qui ont été fortement transformés, traités thermiquement ou présentent d'autres matrices complexes.

En matière de tests d'allergènes, nous n'arrêtons jamais d'innover. Nos kits ELISA de la plateforme d'amélioration Veratox (VIP) sont les meilleurs d'une ligne longue et éprouvée de tests ELISA d'allergènes réussis. Découvrez l'innovation en action avec Veratox VIP.

Cacahuète	Veratox VIP	Veratox	Protéine de Neogen ELISA
Gamme	0.25–5 ppm	0.65–5 ppm	2–54 ppm
TTR	30 minutes	30 minutes	50 minutes
Détection cohérente des aliments transformés	Oui	Non	Non

Noix	Veratox VIP	Veratox	Protéine de Neogen ELISA
Gamme	0.15–3.75 ppm	2–54 ppm	0.4–20 ppm
TTR	30 minutes	50 minutes	75 minutes
Détection cohérente des aliments transformés	Oui	Non	Non

Noix de cajou	Veratox VIP	Protéine de Neogen ELISA
Gamme	0.2–5 ppm	0.9–24 ppm
TTR	30 minutes	50 minutes
Détection cohérente des aliments transformés	Oui	Non

Explorez notre gamme de produits Veratox VIP.

Description du produit	Cat. No.	Numéro d'article	Contenu
Veratox VIP pour l'arachide	700002570	8430M	48-well kit
Veratox VIP pour la noix	700002601	8550	48-well kit
Veratox VIP pour la noix de cajou	700002605	8570	48-well kit

